


## CellaVision® Remote Review Software

CellaVision Remote Review Software brinda a los usuarios remotos acceso a portaobjetos procesados y les permite verificar el diferencial celular desde cualquier lugar y en cualquier momento. Al permitir el acceso remoto a la base de datos, el software mejora la comunicación y colaboración entre compañeros y facilita a los expertos en morfología el acceso a los diferenciales de forma remota para realizar consultas inmediatas.

Cuando se implementa junto con el hardware y las aplicaciones de soporte de CellaVision, CellaVision Remote Review Software elimina las restricciones geográficas del proceso de revisión de frotis, lo que permite a los laboratorios trabajar de forma más inteligente y con mejor rendimiento.



### Características

**Acceso remoto a las imágenes** de células tanto actuales como del histórico

**Colaboración entre centros y laboratorios**, así como dentro de los mismos, en tiempo real

**Visualización de resultados y alarmas** del contador celular


## ¿Cómo funciona?

- Disponible como licencia de usuario individual y como licencias de usuarios simultáneos:
  - **Professional Edition:** para 1 solo usuario
  - **Team Edition:** hasta 5 usuarios simultáneos
  - **Group Edition:** hasta 25 usuarios simultáneos
  - **Enterprise Edition:** hasta 75 usuarios simultáneos
- La licencia de usuario individual se instala directamente en la PC del usuario
- Las licencias de usuarios simultáneos se instalan en el servidor del hospital o en varias PC de usuarios
- Trás la instalación, los usuarios pueden revisar, ajustar y verificar los diferenciales de células de forma remota


## ¿Cuáles son las ventajas de CellaVision Remote Review Software?

El software genera una eficiencia del flujo de trabajo en el laboratorio y entre diferentes laboratorios permitiendo el acceso remoto a portaobjetos procesados.

- Elimina las restricciones geográficas del proceso de revisión de frotis
- Posibilita la revisión y verificación de los diferenciales de células desde cualquier lugar y en cualquier momento
- Facilita la colaboración entre compañeros
- Facilita la revisión y consulta por parte de expertos en morfología
- Crea una oportunidad para la utilización flexible y rentable del personal y los recursos



Vista de una Galeria



Vista de dos Galerias

### EDICIONES

- Professional Edition: para 1 usuario individual
- Team Edition: hasta 5 usuarios simultáneos
- Group Edition: hasta 25 usuarios simultáneos
- Enterprise Edition: hasta 75 usuarios simultáneos

### PRODUCTOS COMPATIBLES

- CellaVision® DM1200
- CellaVision® DM9600
- CellaVision® DC-1

### APLICACIONES COMPATIBLES

- CellaVision® Peripheral Blood Application
- CellaVision® Advanced RBC Application
- CellaVision® Body Fluid Application

### ESPECIFICACIONES

- Resolución mínima de monitor: 1.280 × 1.024
- CellaVision® Remote Review es compatible con los últimos sistemas operativos Windows®.
- CellaVision® Remote Review es compatible con las últimas aplicaciones de Citrix y Escritorios Virtuales.
- Consulte nuestras Directrices de configuración de IT para más especificaciones.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Este producto podría no estar disponible en todos los mercados.