


CellaVision® Remote Review Software

Le logiciel CellaVision Remote Review Software offre aux utilisateurs distants un accès aux lames traitées, ainsi que la possibilité d'examiner et de vérifier les classifications cellulaires à tout moment et en tout lieu. Grâce à l'accès à une base de données distante, le logiciel optimise la communication et la collaboration entre collègues et offre la possibilité aux experts en morphologie d'accéder aux données différentielles à distance et de fournir une consultation instantanée.

Combiné au matériel et aux applications CellaVision, le logiciel CellaVision Remote Review Software supprime les contraintes géographiques restrictives du processus d'examen de frottis et permet d'optimiser le travail et d'accroître les performances des laboratoires.



Fonctionnalités

Accès à distance aux images des cellules, actuelles et antérieures

Collaboration sur/entre les sites et les laboratoires en temps réel

Affichage des résultats et messages du compteur de cellules


Comment fonctionne le logiciel ?

- Licence d'utilisateur unique ou licences d'utilisateurs simultanés disponibles
 - **Professional Edition** : 1 utilisateur unique
 - **Team Edition** : jusqu'à 5 utilisateurs simultanés
 - **Group Edition** : jusqu'à 25 utilisateurs simultanés
 - **Enterprise Edition** : jusqu'à 75 utilisateurs simultanés
- La licence d'utilisateur unique est installée directement sur l'ordinateur de l'utilisateur
- Les licences d'utilisateurs simultanés sont installées sur le serveur de l'hôpital ou sur les ordinateurs des utilisateurs
- Après l'installation, les utilisateurs peuvent contrôler, ajuster et vérifier les données différentielles des cellules à distance


Pourquoi choisir CellaVision Remote Review Software ?

Le logiciel crée des flux de production efficaces au sein des laboratoires ou entre eux grâce à un accès à distance aux lames traitées.

- Supprime les contraintes géographiques du processus d'examen de frottis
- Permet d'examiner et de vérifier les classifications cellulaires partout et à tout moment
- Favorise la collaboration entre les collègues
- Facilite la vérification et la consultation des experts en morphologie
- Permet une utilisation souple et économique des ressources humaines et matérielles



Vue d'une galerie de GB



Vue de deux galeries de GB

ÉDITIONS

- Professional Edition : 1 utilisateur unique
- Team Edition : jusqu'à 5 utilisateurs simultanés
- Group Edition : jusqu'à 25 utilisateurs simultanés
- Enterprise Edition : jusqu'à 75 utilisateurs simultanés

PRODUITS PRIS EN CHARGE

- CellaVision® DM1200
- CellaVision® DM9600
- CellaVision® DC-1

APPLICATIONS PRISES EN CHARGE

- CellaVision® Peripheral Blood Application
- CellaVision® Advanced RBC Application
- CellaVision® Body Fluid Application

SPECIFICATIONS

- Résolution minimale de l'écran : 1 280 × 1 024
- CellaVision® Remote Review est compatible avec les derniers systèmes d'exploitation Windows®.
- CellaVision® Remote Review est compatible avec le dernier Citrix Virtual Apps and Desktops.
- Veuillez vous référer à nos instructions de configuration informatique pour plus de détails.

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Ce produit n'est pas disponible dans tous les pays.