


## CellaVision® Remote Review Software

CellaVision Remote Review Software consente agli utenti da remoto di accedere ai vetrini elaborati e di rivedere e verificare la differenziazione delle cellule, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Garantendo l'accesso remoto al database, il software migliora la comunicazione e la collaborazione tra colleghi e consente agli esperti di morfologia di accedere ai dati dei campioni/pazienti da remoto e fornire una consulenza immediata.

CellaVision Remote Review Software unitamente all'hardware e alle applicazioni di supporto CellaVision, annulla completamente i vincoli geografici restrittivi del processo di revisione degli strisci, consentendo ai laboratori di lavorare in modo integrato e di ottenere prestazioni migliori.



### Funzionalità

**Accesso ai dati ed alle immagini delle cellule**, sia correnti che storiche, da remoto

**Permette la collaborazione in tempo reale** degli operatori tra le varie sedi

**Visualizza i risultati e gli eventuali allarmi** oltre ai commenti e alla differenziazione cellulare


## Come funziona?

- Disponibile sia come licenza per utente singolo che come licenza per utenti simultanei
  - **Professional Edition:** licenza per 1 utente singolo
  - **Team Edition:** licenza per un massimo di 5 utenti simultanei
  - **Group Edition:** licenza per un massimo di 25 utenti simultanei
  - **Enterprise Edition:** licenza per un massimo di 75 utenti simultanei
- La licenza per utente singolo è installata direttamente sul PC dell'utente
- Le licenze per utenti simultanei sono installate sul server ospedaliero o sui PC di più utenti
- Dopo l'installazione, gli utenti possono rivedere, regolare e verificare la differenziazione delle cellule da remoto


## Perché utilizzare CellaVision Remote Review Software?

Il software crea un flusso di lavoro efficiente all'interno del laboratorio e tra laboratori diversi grazie all'accesso remoto ai vetrini elaborati.

- Elimina dal processo di revisione degli strisci i vincoli geografici
- Rende possibile rivedere e verificare la differenziazione delle cellule effettuata da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento
- Facilita la collaborazione tra colleghi
- Facilita la revisione e la consultazione da parte di esperti di morfologia
- Permette un utilizzo flessibile ed economico del personale e delle risorse



Vista di una classe WBC



Vista di due classi WBC

## CellaVision® Remote Review Software

## Specifiche Tecniche

### EDIZIONI

- Professional Edition: licenza per 1 utente singolo
- Team Edition: licenza per un massimo di 5 utenti simultanei
- Group Edition: licenza per un massimo di 25 utenti simultanei
- Enterprise Edition: licenza per un massimo di 75 utenti simultanei

### PRODOTTI SUPPORTATI

- CellaVision® DM1200
- CellaVision® DM9600
- CellaVision® DC-1

### APPLICAZIONI SUPPORTATE

- CellaVision® Peripheral Blood Application
- CellaVision® Advanced RBC Application
- CellaVision® Body Fluid Application

### SPECIFICATIONS

- Risoluzione minima del monitor: 1280 × 1024
- CellaVision® Remote Review è supportato da i più recenti sistemi operativi Windows®.
- CellaVision® Remote Review è supportato da le ultime applicazioni Citrix virtuali e desktop.
- Fare riferimento alle nostre Linee guida IT per la configurazione e le ulteriori specifiche.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Questo prodotto potrebbe non essere disponibile in tutti i mercati.