


CellaVision® Remote Review Software

CellaVision Remote Review SoftwareはDMシステムで処理したスライドにリモートアクセスし、いつでもどこでも細胞分類データを確認、修正することができます。遠隔からDMシステムのデータベースにアクセスすることにより、技師間のコミュニケーションや協力を円滑にし、院外の熟練臨床検査技師が分類データに遠隔でアクセスして迅速に助言することができます。

DMシリーズおよび対応アプリケーションと併用することにより、塗抹標本確認プロセスの地理的制約の問題が解消され、検査室での作業がより効率的、効果的になります。



主な特長

遠隔地から現在と過去の細胞画像にアクセス

施設間/施設内および組織間/組織内のリアルタイムの協力関係を構築

細胞の計数結果およびフラグを表示


本アプリケーションの仕組み

- シングルユーザーと複数ユーザーインストールが可能です
 - **Professional Edition:** シングルユーザー
 - **Team Edition:** 5人の複数ユーザーまで
 - **Group Edition:** 25人の複数ユーザーまで
 - **Enterprise Edition:** 75人の複数ユーザーまで
- シングルユーザーライセンスは使用するパソコンに直接インストールします
- 複数ユーザーライセンスは病院のサーバーか使用する各パソコンにインストールします
- インストール後、細胞分類を遠隔地から確認、修正、報告できます


CellaVision Remote Review Softwareが選ばれる理由

DMシステムで処理したスライドに遠隔地からアクセスすることにより、検査室内、検査室間でのワークフローを効率化します。

- 塗抹標本確認プロセスの地理的制約を解消
- いつでもどこでも、細胞分類を確認、修正、報告
- 臨床検査技師同士の協力関係を促進
- 熟練検査技師による確認や助言を促進
- スタッフやリソースの柔軟で費用対効果の高い活用を実現



1種類の細胞分類グループ



2種類の細胞グループを比較

エディション

- Professional Edition: シングルユーザー
- Team Edition: 5人の複数ユーザーまで
- Group Edition: 25人の複数ユーザーまで
- Enterprise Edition: 75人の複数ユーザーまで

対応製品

- CellaVision® DM1200
- CellaVision® DM9600
- CellaVision DC-1

対応アプリケーション

- CellaVision® Peripheral Blood Application
- CellaVision® Advanced RBC Application
- CellaVision® Body Fluid Application

仕様

- モニターの解像度: 1280×1024 以上
- CellaVision Remote Reviewソフトウェアは最新のWindows OSでサポートされています
- CellaVision Remote Review ソフトウェアは
- 更に情報が必要な場合は、IT Configurationガイドラインを参照してください

CellaVision

セラビジョン ジャパン株式会社

〒220-0004 横浜市西区北幸 1-11-5 相鉄KSビル9階

Tel. 045-287-0638 Fax. 045-287-0801

仕様は予告なく変更する場合があります。本製品は世界中どこでもお求めになれるとは限りません。